

Smart Rapid スマホアプリ Excel 出力機能の使い方

1. 「測温表示」タブを表示します。
2. 「フィルタリング」機能を使い、出力したいデータのみを表示させます。




3. 「Excel に出力」ボタンをタップします。端末本体と接続していない状態でもご利用いただけます。



4. 出力したい日付範囲の開始日と終了日をタップして選択し、「OK」ボタンをタップします。デフォルトでは当日のみのデータが出力されます。



5. スマホのシェア機能が呼び出されるので、共有するアプリを選択します。各種クラウドサービスによる共有や、メールの添付ファイルとしての送信が可能です。



6. 5で選択したアプリを利用して Excel ファイルを PC に保存することで、閲覧・編集ができるようになります。

	A	B	C	D	E
1	顔画像	氏名	温度	日時	
2			36.3	2021-04-05 17:34:19	
3			35.7	2021-04-05 17:34:13	
4			36.2	2021-04-05 17:33:49	
5			36.3	2021-04-03 14:04:21	
6			35	2021-04-03 13:02:12	
7			35	2021-04-03 13:01:13	
8			36.2	2021-04-03 13:00:59	
9			36.1	2021-04-03 12:59:27	